



Autoclaves de Sobremesa

Los autoclaves de laboratorio de sobremesa con frontal están disponibles con tamaños de cámara de 23 a 160 litros. Los modelos EL tienen un avanzado sistema de control con microprocesador mientras que los modelos ML tienen control manual.

Modelos de Sobremesa – Datos Técnicos

Modelo	Dimensiones de Cámara ØxProfundidad	Volumen de Cámara (Litros)	Dimensiones Externas (mm) AnchoxAlturaxProf.
2540 EL/ML	250 x 400	23	510x365x545
3150 EL/ML	310 x 500	40	600x450x695
3850 EL/ML	380 x 490	62	660x525x695
3870 EL/ML	380 x 690	85	660x525x875
5050 EL/ML	500 x 500	110	880x700x767
5075 EL/ML	500 x 750	160	880x700x967



Capacidad de Carga de Frascos Erlenmeyer (ml.)

Modelo	250 ml	500	1000	2000	3000	5000
2540	10	8	3	-	-	-
3150	18	10	7	3	-	-
3850	22	15	8	5	3	-
3870	30	20	12	6	4	-
5050	2 x 30	2 x 15	12	7	6	3
5075	2 x 42	2 x 24	12	9	8	5



Capacidad de Carga de Frascos Schott Duran (ml.)

Modelo	250 ml	500	1000	2000	3000	5000
2540	14	10	4	-	-	-
3150	24	18	10	6	-	-
3850	28	20	15	8	3	-
3870	37	28	18	10	4	-
5050	2 x 36	2 x 26	18	12	6	3
5075	2 x 54	2 x 40	26	14	8	3