



### Lápices con punta de diamante

- para rotular indeleblemente láminas portaobjetos y otros vidrios
- la información grabada en el vidrio resiste la humedad, el calor, el frío y los disolventes
- las rotulaciones particularmente cumplen con las directivas de GLP (good laboratory practices)
- con mango de madera

Cat. N°
▶ 6120300



### Envases de transporte para láminas portaobjetos

Para el transporte, archivo y tinción de láminas portaobjetos.

- fabricados de polietileno (PE-HD)
- resisten las roturas
- ovalados
- gracias a los rieles de guía en el interior del envase los portaobjetos no se tocan al llenar o durante el transporte
- con cierre seguro
- para 2 portaobjetos (aprox. 76 x 26 mm)

Cat. N°	Caja grande	UE
▶ 5600065	5 x 100	100



- fabricados de polipropileno
- resisten las roturas
- rectangulares
- gracias a los rieles de guía en el interior del envase los portaobjetos no se tocan al llenar o durante el transporte
- con cierre seguro
- para 5 portaobjetos (aprox. 76 x 26 mm)

Cat. N°	UE
▶ 5610067	100



### Dispensadores para láminas portabobjetos

Las láminas portaobjetos individuales son empujadas del dispensador girando el botón y así pueden ser sacadas fácilmente.

- fabricados de plástico gris (ABS)
- el envase transparente posibilita el control del relleno
- para hasta 50 portaobjetos (de aprox. 76 x 26 mm)

Cat. N°
▶ 5660040

▶ Esta flecha marca los productos que, en general, están disponibles a corto plazo.

### Carteras "Munich"

- fabricadas de cartón
- fondo con 3 campos de aprox. 78 x 220 mm cada uno para 8 portaobjetos (aprox. 76 x 26 mm)
- tapa de bisagra con 3 compartimentos de aprox. 56 x 200 mm
- espacio hasta 24 portaobjetos (aprox. 76 x 26 mm)

Cat. N°	Medidas	UE
▶ 6001313	260 x 235 x 8 mm	10



### Estuches de preparación para láminas portaobjetos 76 x 26 mm

- fabricados de cartón
- con tapa
- presentación estándar
- con cavidades que ayudan a sacar las láminas fácilmente

Cat. N°	Para portaobjetos	Medidas	UE
▶ 6001000	2	100 x 80 x 6 mm	50



- fabricados de cartón
- con tapa
- con lomo reforzado para apertura y cierre repetidos
- con índice exterior
- con cavidades que ayudan a sacar las láminas fácilmente


Cat. N°	Para portaobjetos	Medidas	UE
▶ 6002000	2	100 x 80 x 6 mm	50
▶ 6002002	5	185 x 100 x 6 mm	10
▶ 6002003	6	210 x 100 x 6 mm	10
▶ 6002004	10	340 x 103 x 6 mm	20
▶ 6002007	20	340 x 205 x 6 mm	10



### Tablas para preparados en portaobjetos 76 x 26 mm

- fabricadas de cartón
- sin tapa
- las cavidades en los bordes ayudan a sacar las láminas fácilmente
- con numeración

Cat. N°	Para portaobjetos	Medidas	UE
▶ 6000007	20	340 x 205 x 5 mm	20



▶ Esta flecha marca los productos que, en general, están disponibles a corto plazo.



### Cajas de depósito para láminas portaobjetos 76 x 26 mm

- fabricadas de polipropileno
- apilables
- con dos cierres de forma segura
- con el índice adjunto
- con varillas plásticas, ranuradas y numeradas bien legibles incluso cuando está llena la caja
- las ranuras están diseñadas para una fácil extracción de las láminas

Cat. N°	Para láminas	Medidas	Color	UE
▶ 5610022	100	264 x 192 x 36 mm	negro	10



- fabricadas de poliestireno
- con tapa que cierra evitando el polvo
- con el índice adjunto
- con ranuras numeradas

Cat. N°	Para láminas	Medidas	Color	UE
▶ 5620020	25	97 x 83 x 39 mm	gris	4
▶ 5620023	50	170 x 82 x 30 mm	blanco	



- fabricadas de poliestireno
- color estándar: blanco
- a petición disponibles están los colores azul, verde, amarillo y rojo (a partir de la cantidad mínima de 200 cajas)
- con tapa abatible que cierra evitando el polvo
- con cierre plástico en la parte frontal
- con el índice adjunto
- con ranuras numeradas
- caja grande: 60 piezas en un cartón

Cat. N°	Para láminas	Medidas	Color
▶ 5620024	100	210 x 164 x 30 mm	blanco



- con marco de madera
- tapa y fondo de cartón
- revestida de papel negro
- con bisagras sólidas y cierres de metal
- índice en la tapa
- con ranuras numeradas. También, la caja llenada no impide leer la numeración sobre la ranura.
- ranuras basculantes numeradas para sacar los preparados fácilmente

Cat. N°	Para portaobjetos	Medidas	UE
▶ 6003005	12	100 x 85 x 35 mm	10
▶ 6003008	25	150 x 100 x 35 mm	10
▶ 6003009	50	270 x 100 x 35 mm	10
▶ 6003010	100	270 x 190 x 35 mm	10

▶ Esta flecha marca los productos que, en general, están disponibles a corto plazo.

### Cajas de Petri de vidrio

- fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica
- libres de cadmio y plomo
- el interior del fondo y la tapa es muy plano lo que permite la distribución uniforme de los medios de cultivo y los líquidos. También evita la distorsión óptica.
- esterilizables hasta 135 °C
- para usos múltiples

Cat. N°	Ø exterior de la tapa x altura de la parte inferior	UE
▶ 3400300	60 x 15 mm	144
▶ 3400600	80 x 15 mm	144
▶ 3401000	100 x 15 mm	72
▶ 3401100	100 x 20 mm	72
▶ 3401200	120 x 20 mm	72
▶ 3401300	150 x 25 mm	72
▶ 3401500	180 x 30 mm	6
▶ 3401600	200 x 30 mm	6



### Cajas de Petri de plástico

- fabricadas de poliestireno
- material totalmente transparente
- dimensiones: aprox. 94 x 16 mm
- moldeadas por inyección en un ambiente bajo en gérmenes
- esterilizables por rayos gamma
- resistentes al calor hasta aprox. 80 °C
- desechables
- apilables y estables
- adecuadas para el procesamiento automático
- en bolsitas plásticas de 20 piezas, 24 bolsitas por cartón

Cat. N°	Presentación	UE
▶ 5200700	con relieves para ventilación en la tapa	480
▶ 5200701	sin relieves para ventilación	480



▶ Esta flecha marca los productos que, en general, están disponibles a corto plazo.