

## Baño de flotación para cortes de tejido

Indicado para cortes de tejido de microtomo.

Interior fabricado en aluminio anodizado negro para facilitar el contraste

La carcasa externa es de aluminio pintado al horno recubierto con pintura epoxi.

El espacio intermedio se ha aislado con fibra de vidrio para minimizar la pérdida de calor y mantener la temperatura uniforme.

Las temperaturas están reguladas y controladas por termostato

Temperatura regulable de ambiente a 90°C

Capacidad: 1,5 litros

Dimensiones Externas mm 330×95

Calefacción W 250

Dimensiones Internas mm 200×60

