

PLACA CALEFACTORA HISTOLOGÍA IRU-10

La placa calefactora, con su diseño compacto y elegante, acomoda dos filas de hasta 40 portaobjetos en total.

La placa calefactora es muy útil como banco de estiramiento para montar, estirar y secar secciones de parafina en portaobjetos, fijar frotis bacterianos y calentar muestras de fluidos en placas de Petri.

La superficie anodizada negra proporciona un excelente contraste visual.

La placa calefactora de aluminio de 8 mm de espesor garantiza una temperatura constante y homogénea en toda la superficie de calentamiento.

La pantalla y el interruptor están protegidos del agua y la parafina.

La unidad tiene protección contra sobretemperatura para mayor seguridad.

El ajuste de temperatura y el interruptor de encendido / apagado, con luz de control para el modo 'Encendido', se encuentran convenientemente ubicados en la parte frontal de la unidad.

Clase de protección de acuerdo a DIN EN 60529: IP 21

Rango de temperatura (°C) ambiente hasta 89°C

Precisión (°C) $\pm 1,0$

Dimensiones exteriores 146x486x70 mm

Peso (kg) 3,1

Potencia 260 W

