

# Myr

CENTRO DE INCLUSIÓN DE  
TEJIDOS MODULAR

## EC 500

PARA BLOQUES DE  
PARAFINA

Diseño, funcionalidad y versatilidad  
para una ejecución sencilla.

Devoted to Histology ■







### EC 500-2: CONSOLA DISPENSADORA

#### Dimensiones (ancho x profundo x alto)

Consola 345 x 641 x 405 mm

Área calefactada 340 x 253 mm

Peso 20,5 Kg

#### Regulación de la temperatura

Depósito de parafina 40-70 °C

Área calefactada/Soporte pinzas 40-70 °C

Pinzas con calefacción eléctrica 60-75 °C

Capacidad depósito de parafina 5 l

Temperatura área fría 5 °C

Accesorios Lupa,

Pinzas con calefacción eléctrica  
(puntas de 1 mm, 2 mm y 4 mm)



### EC 500-1: CRIOCONSOLA

#### Dimensiones (ancho x profundo x alto)

Consola 335 x 623 x 395 mm

Placa fría 375 x 307 mm

Peso 24,5 kg

Regulación de la temperatura de 0 a -12 °C

#### Alimentación eléctrica

EC 500-1 100VAC 50/60Hz 2,4A

EC 500-1 110-120VAC 50/60Hz 3,3A

EC 500-1 220-240VAC 50/60Hz 2,3A

Accesorios Tapa de metacrilato



### EC 500-3: CONSOLA TÉRMICA

#### Dimensiones (ancho x profundo x alto)

Consola 340 x 623 x 395 mm

Almacén para cassettes 269 x 510 x 88 mm

Bandejas extraíbles 262 x 175 x 55 mm

Almacén para moldes 275 x 170 x 180 mm

Peso 16 kg

#### Regulación de la temperatura a través del Dispensador

Almacén para cassettes 40-70 °C

Almacén para moldes 40-70 °C

#### Alimentación eléctrica Consola Dispensadora y Térmica

EC 500-2 100-120VAC 50/60Hz 5,2A

EC 500-2 + EC 500-3 100-120VAC 50/60Hz 8,6A

EC 500-2 220-240VAC 50/60Hz 2,65A

EC 500-2 + EC 500-3 220-240VAC 50/60Hz 4,4A

### Especialidades Médicas Myr S.L.

Empresa certificada ISO 9001 e ISO 13485

Lleida, 17-23

43712 Llorenç del Penedès - Spain

Tel. +34 977 66 8020

Fax. +34 977 66 8030

esp.medicas@myr.com.es

www.myr.com.es

Distribuidor local- Información de contacto