

## **ARCHIVADORES DE PORTAOBJETOS Irulab**

Construcción robusta y duradera en acero recubierto de pintura epoxi, confiriéndole una gran resistencia frente a agentes químicos, abrasiones e impactos.

Sistema modular y apilable para mayor flexibilidad en la organización de las muestras del laboratorio.

Cada módulo se compone de 14 cajones de extracción completa con tope de seguridad, que impiden la extracción accidental del cajón

**Cajones de extracción que deslizan suavemente gracias a las guías de recorrido completo (no parcial) a lo largo de todo el cajón, facilitando a su vez la introducción de los carriles.**

Tiradores frontales en los cajones extraíbles de fácil rotulación

Capacidad por cajón: 425 portaobjetos de 76x26 mm  
Capacidad por módulo: 6000 portaobjetos

Base y tapa metálicas en acero recubierto de pintura epoxi incluidas con cada columna de archivadores

Disponible opcionalmente también base metálica con ruedas para facilitar el movimiento desde el laboratorio al archivo definitivo

**Dimensiones módulo: 485x485x150 mm, se adecúa al sistema de archivo existente en el laboratorio actualmente**

Color blanco. (disponibilidad de otros colores por volumen, consultar)

Módulo 14 cajones	IRUH006
Base archivador	IRUH007
Tapa archivador	IRUH008
Base con ruedas	IRUH009



Archivadores con tapa y base.

