







HISTO CATALOGUE

Servicios de fabricación a medida: ¡exactamente lo que necesitas, entregado donde y cuando lo necesites!

Micras ofrece una gama de servicios de fabricación personalizados, desde simples cambios en el tamaño dispensado hasta productos diseñados de forma única específicamente para clientes individuales.

Nos esforzamos continuamente por poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, sin importar lo específicas que sean. Además de los productos listados en este catálogo, Micras ofrece a nuestros clientes una serie de servicios que las grandes empresas simplemente no pueden.

Nuestros productos de catálogo pueden formularse para cumplir con tus especificaciones personalizadas. Las opciones incluyen cambios en volúmenes de llenado, contenedores o cambios de formato como eliminación de componentes, concentraciones o conjugaciones.

Desarrollo de productos personalizados

Micras nació para cumplir todas las expectativas de nuestros valiosos socios. Trabajamos con nuestros clientes ayudando a optimizar fórmulas, seleccionar el embalaje adecuado, crear marcas con nuestras capacidades de etiquetado totalmente a color completo y proporcionar la información regulatoria correcta para mantener tu producto en cumplimiento. Destacamos en soluciones científicas para industrias como la microbiología, histología, citología y aún más.

No tenemos mínimos, así que podemos empezar a pequeña y a gran escala a medida que tu negocio crezca.


Embalaje de marca blanca y OEM

¿Ves algún producto que fabricamos o distribuyamos que te gustaría poner como marca propia? Tenemos varios clientes con productos de marca blanca existentes o productos envasados a medida. Esto te proporciona el mismo estándar de calidad que esperamos de nuestros productos, dándote la tranquilidad de que tu marca y tus clientes están protegidos. Todos nuestros productos tienen trazabilidad completa y cumplen todos los requisitos regulatorios del sector al que sirves.

¿Interesado en las cantidades de reactivos OEM, personalizados y a granel de cualquiera de nuestros productos de catálogo? ¡Contáctanos!

Índice

KITS Y SOLUCIONES DE TINCIÓN DIAGNÓSTICA.....	5
Kits especiales de tinción.....	7
Soluciones de tinción	16
 REACTIVOS DIAGNÓSTICOS Y MATERIAL DESECHABLE..	 19
Sistemas de marcado tisular.....	21
Soluciones decalcificantes.....	22
Fijadores.....	22
Xileno y sustitutos.....	22
Soluciones alcohólicas.....	23
Tampones para inmunohistoquímica.....	24
Medios de inclusión.....	24
Medios de montaje.....	25
Accesorios.....	26
 ALMACENAMIENTO.....	 29
Archivadores.....	31
Contenedores portaobjetos.....	33



KITS Y SOLUCIONES DE TINCIÓN DIAGNÓSTICA




KITS DE TINCIÓN ESPECIALES

Azul Alcían pH 0.5

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KAB05.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Azul Alcían pH 0.5 es un kit de tinción listo para usar, utilizado para teñir mucinas fuertemente ácidas en secciones de tejido.

Azul Alcían pH 1.0

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KAB1.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Azul Alcían pH 1.0 es un kit de tinción listo para usar, utilizado para teñir mucinas fuertemente ácidas en secciones de tejido.

Azul Alcían pH 2.5

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KAB.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Azul Alcían pH 2.5 es un kit de tinción listo para usar, utilizado para teñir mucopolisacáridos ácidos en secciones de tejido.


Azul Alcían pH 2.5 P.A.S.

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KABP.30


CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Azul Alcían pH 2.5 P.A.S. es un kit de tinción listo para usar, utilizado para teñir mucinas ácidas y sustancias positivas para P.A.S.



Células epiteliales de frotis citológico



Células epiteliales de frotis citológico

La tinción rápida de sangre es un kit de tinción listo para usar, utilizado para resaltar rápidamente diferentes tipos de glóbulos sanguíneos en frotis sanguíneos y muestras citológicas.

Blood Quick Stain (Panóptico rápido) **Nuevo**

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KQ.150	100 tests
KQ.500	500 ml

NUEVA
FORMULACIÓN
SIN METANOL

CARGA NO PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Para:


- Hematología: frotis sanguíneos
- Citobacteriología: citología de líquidos biológicos, orina, citopunciones y líquido cefalorraquídeo (LCR)
- Parasitología: gota gruesa para *Plasmodium*
- Parasitología veterinaria (piroplasmosis, *M. panychydrimatis*)
- Microfilarias
- Citología de punciones (mama y órganos profundos), líquidos de derrame de membranas serosas (pleura, peritoneo...)

Y también para:

- Hematología: Médula ósea
- Citología: Espermocitogramas
- Parasitología: Protozoos tisulares (Leishmania, Toxoplasma, microsporidiosis), Cryptosporidium, Pneumocystis carinii, hongos causantes de micosis profundas
- Parasitología: Frotis sanguíneos para Plasmodium
- Trichomonas
- Histología: Detección de Helicobacter pylori

Rojo Congo

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KRC.30




CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Rojo Congo es un kit de tinción listo para usar, utilizado para teñir amiloides en secciones de tejido.

Diastasa


PRESENTACIÓN	REFERENCIA
40 tests	KD.30



El kit Diastasa es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la digestión de glucógeno y así observar mucinas epiteliales neutras.


Giensa para H. Pylori

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
12 preparaciones - 40 ml cada	KGHP.100



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Giensa para HP es un kit de tinción listo para usar, utilizado para revelar parásitos, especialmente Helicobacter pylori, en secciones de tejido.




El kit Reticulina, según Gordon & Sweet, es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la detección de fibras reticulares en muestras de tejido histológico.

Gordon- Sweet

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KGS.30	100 tests

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Gram para microbiología es un kit de tinción listo para usar, utilizado para una rápida diferenciación de bacterias gram-positivas y gram-negativas en frotis fijados.

Gram para microbiología

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KGRM.500	500 ml

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Grocott es un kit de tinción listo para usar, utilizado para distinguir organismos fúngicos en secciones de tejido.


Grocott

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KGC.30	100 tests

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Hialuronidasa


PRESENTACIÓN	REFERENCIA
10 tests	KHY.50



La hialuronidasa es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la digestión del glucógeno.

Masson tricrómico

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KMTB.30




CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

El tricrómico de Masson es un kit de tinción listo para usar utilizado para identificar músculo, fibras de colágeno, fibrina y eritrocitos en secciones de tejido.


Masson tricrómico Goldner

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KMTV.30



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Masson tricrómico Goldner es un kit de tinción listo para usar, utilizado para obtener imágenes de estructuras de tejido conectivo en secciones de tejido.




May Grünwald Giemsa es un kit de tinción listo para usar, utilizado para diferenciar tipos celulares y revelar parásitos en secciones de tejido. Útil para tejido linfo-hemopoyético y para demostrar el retículo endotelial.

May Grünwald Giemsa

para secciones de tejido

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KMGG.30	100 test

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




May Grünwald Giemsa es un kit de tinción listo para usar, utilizado para diferenciar elementos celulares en frotis sanguíneos, tejido del bazo, tejido de ganglios linfáticos y biopsias de médula.

May Grünwald Giemsa

para frotis

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KMGG.500	500 ml

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Oil Red O es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la tinción selectiva de lípidos celulares.

Oil Red O

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KORO.100	100 tests

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Orceina es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la visualización de fibras elásticas.

Orceina


REFERENCIA	PRESENTACIÓN
KO.30	100 tests

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

P.A.S.

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KPAS.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




P.A.S. es un kit de tinción listo para usar, utilizado para la detección de aldehydos y mucosustancias.

P.A.S. Diastasa

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KPASD.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




La diastasa P.A.S. es un kit de tinción listo para usar, utilizado para identificar glucógeno en secciones de tejido.

Perls

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KPE.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Perls es un kit de tinción listo para usar, empleado para la detección de hierro férrico en tejidos, frotis sanguíneos o frotis de médula ósea.



Picrofuchsin Van Gieson

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
100 tests	KPVG.30

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Picrofuchsin Van Gieson es un kit de tinción listo para usar, empleado para la demostración del colágeno en el tejido conectivo



P.T.A.H

NUEVO

REFERENCIA

KPTAH.30

PRESENTACIÓN

100 tests

El kit de tinción P.T.A.H. (tinción de tejido conjuntivo) está indicado para su uso en la visualización histológica de músculo estriado, fibras gliales y colágeno.

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

El Kit PTAH de Micras se ha desarrollado para eliminar el procedimiento nocturno.

LISTO
en 4 horas



NO requiere
procedimiento
nocturno

Mayor
capacidad de
respuesta de la
solución


Impregnación argéntica

Kit Reticulina

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
--------------	------------

100 tests	KIA.30
-----------	--------

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




La impregnación de plata es un kit de tinción listo para usar, utilizado para identificar y facilitar la detección de fibras reticulares argentafines en tejido conectivo.

Ziehl-Neelsen Fite

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
--------------	------------

100 tests	KZN.30
-----------	--------

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




La tinción Ziehl-Neelsen modificada según Fite es un kit de tinción listo para usar, adecuado para resaltar bacterias acidoresistentes como micobacterias (*Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium Leprae*), actinomicetos y parásitos en secciones histológicas, frotis y cultivos.

Ziehl-Neelsen

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
--------------	------------

100 tests	KZNM.30
-----------	---------

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE




Ziehl-Neelsen para microbiología es un kit de tinción listo para usar, utilizado para visualizar bacterias ácido-resistentes.

Ziehl-Neelsen para microbiología

PRESENTACIÓN	REFERENCIA
--------------	------------

500 ml	KZN.500
--------	---------

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Ziehl-Neelsen para microbiología es un kit de tinción listo para usar, utilizado para visualizar bacterias ácido-resistentes.

SOLUCIONES DE TINCIÓN

Hematoxilinas

Tinción nuclear.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Hematoxilina de Mayer	500 ml	CLEM.500	Tinción de intensidad media
	1 l	CLEM.1000	
	2,5 l	CLEM.2500	
Hematoxilina Harris	500 ml	CLEHN.500	Tinción fuerte
	1 l	CLEHN.1000	
	2,5 l	CLEHN.2500	
Hematoxilina Gill 2	2,5 l	CLEG2.2500	Tinción de intensidad media
Hematoxilina Gill 3	500 ml	CLEG.500	Para la tinción de cortes congelados
	1 l	CLEG.1000	
	2,5 l	CLEG.2500	

Eosinas

Tinción citoplasmática.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Eosina Y en solución acuosa	500 ml	CLEOA.500	Tinción de intensidad media
	1 l	CLEOA.1000	
	2,5 l	CLEOA.2500	
Eosin Y solución alcohólica	500 ml	CLEOAL.500	Tinción fuerte y rápida. Perfecta para tinción de secciones congeladas
	1 l	CLEOAL.1000	
	2,5 l	CLEOAL.2500	



Otras soluciones de tinción

Soluciones de tinción listas para usar y estandarizadas para la preparación de muestras citohistológicas.

Resultados de tinción reproducibles y uniformes, tiempo de tinción reducido, sin filtración ni sedimentación de partículas de colorante no disueltas.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Hucker cristal violeta	500 ml	CLCV.500	Solución de tinción lista para usar para la tinción de Gram de bacterias
Eosina Nigrosina	100 ml	CLEON.100	Solución de tinción lista para usar, empleada para evaluar la viabilidad de una muestra de espermatozoides cuando la movilidad inicial es inferior al 25 %
Giemsa Pappenheim	500 ml	CLG.500	Solución de tinción lista para usar, utilizada para teñir diversos tipos de células o parásitos
	1 l	CLG.1000	
	2,5 l	CLG.2500	
Azul de Lactofenol	100 ml	CLBL.100	Solución de tinción lista para usar en la tinción de hongos en bacteriología
May Grunwald Pappenheim	500 ml	CLMG.500	Solución de tinción lista para usar con Giemsa para frotis hemáticos, médula ósea o para detectar parásitos
	1 l	CLMG.1000	
	2,5 l	CLMG.2500	
Azul de metileno (nuevo)	100 ml	CLBM.100	Solución de tinción lista para usar, empleada para diferenciar infecciones bacterianas, virales y fúngicas
Nuclear Fast Red	500 ml	CLNFR.500	Solución de tinción lista para usar empleada para la tinción nuclear
Hematoxilina Harris Papanicolaou	500 ml	CLEH.500	Solución para tinción nuclear en el método de Papanicolaou
	1 l	CLEH.1000	
	2,5 l	CLEH.2500	
Papanicolaou OG6	500 ml	CLOG6.500	Solución de tinción lista para usar para la tinción citoplasmática de células queratinizadas en el método Papanicolaou
	1 l	CLOG6.1000	
	2,5 l	CLOG6.2500	
Papanicolaou EA50	500 ml	CLEA50.500	Solución de tinción lista para usar para la tinción de citoplasma en laboratorio de citología
	1 l	CLEA50.1000	
	2,5 l	CLEA50.2500	
Papanicolaou EA65	500 ml	CLEA65.500	Solución de tinción lista para usar para la tinción de citoplasma en laboratorio de citología
	1 l	CLEA65.1000	
	2,5 l	CLEA65.2500	
Safranina	500 ml	CLS.500	Solución de tinción lista para usar para teñir bacterias Gram negativas
Reactivo de Schiff	500 ml	CLSC.500	Solución de tinción lista para usar para la reacción de P.A.S.
Agua de Scott	500 ml	CLWS.500	Reactivo de azulado desarrollado específicamente para aplicaciones de histología y citología
Sudan III	100 ml	CLS3.100	Solución de tinción lista para usar, utilizada para la tinción de lípidos en rojo
Sudan negro	100 ml	CLSB.100	Solución de tinción lista para usar para la tinción de lípidos en negro
Tinción para sedimento urinario	100 ml	CLSU.100	Solución de tinción lista para usar, destinada a la tinción del sedimento urinario centrifugado y al examen de leucocitos, eritrocitos, bacterias, levaduras y cilindros

REACTIVOS DIAGNÓSTICOS Y MATERIAL DESECHABLE



SISTEMAS DE MARCAJE DE TEJIDOS

Colorantes desarrollados para delimitar los bordes sin corrimientos, cambios de color ni decoloración. Estos colorantes, duraderos y de colores vivos, permanecen inalterables durante el procesamiento y la tinción de las muestras con alcoholes de graduación creciente, xileno y otros disolventes.

COLOR	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
Negro	100 ml	TMBK.100
Negro	250 ml	TMBK.250
Azul	100 ml	TMB.100
Azul	250 ml	TMB.250
Verde	100 ml	TMG.100
Verde	250 ml	TMG.250
Rojo	100 ml	TMR.100
Rojo	250 ml	TMR.250
Naranja	100 ml	TMO.100
Naranja	250 ml	TMO.250
Amarillo	100 ml	TMV.100
Amarillo	250 ml	TMV.250



SOLUCIONES DECALCIFICANTES



PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
DecalSoft	500 ml	DEC1.500
Solución descalcificante para médula ósea	2,5 l	DEC1.2500
DecalMedium	500 ml	DEC2.500
Solución descalcificante media dureza	2,5 l	DEC2.2500
DecalStrong	500 ml	DEC3.500
Solución rápida de descalcificación para todos los tejidos mineralizados	2,5 l	DEC3.2500

FIJADORES



PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
SprayFix - fijador para citología	250 ml	FIX.250
Fijador de Saccomanno	1 l	FISA.1000
Bouin	500 ml	FIBO.500

XILENO Y SUSTITUTOS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Xileno	5 l	SLX.5000	Mezcla de xilenos para procedimientos estándar en histología y citología.
HistoPure	2,5 l 5 l	SL12.2500 SL12.5000	Solución innovadora para procedimientos histológicos y citológicos. Sustituto de xileno no peligroso.

NUEVO

SOLUCIONES ALCOHÓLICAS

Alcool 70

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
SL70.2500	2,5 l
SL70.5000	5 l



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Mezcla alcohólica a 70° para procedimientos citohistológicos.

Alcool 95

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
SL95.2500	2,5 l
SL95.5000	5 l



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Mezcla alcohólica a 95° para procedimientos citohistológicos.

Alcool 100

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
SL100.2500	2,5 l
SL100.5000	5 l



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Mezcla alcohólica absoluta para procedimientos citohistológicos.

TAMPONES PARA INMUNOHISTOQUÍMICA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PBS 10X	500 ml	RPBS.500	Solución salina tamponada con fosfato concentrada
TBS 10X	500 ml	RTBS.500	Solución salina tamponada con Tris concentrada
EDTA 10X	500 ml	REDA.500	Solución de EDTA concentrada
Tampón de citrato	500 ml	RTC.500	Solución tamponada con citrato
Diluyente de anticuerpos	500 ml	DAD.500	Solución diluyente para anticuerpos

MEDIOS DE INCLUSIÓN



EMC - Matriz de inclusión para criostato

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
EMC.100	4 x 100 ml

Medio de inclusión para corte en criostato. Color neutro. Congelación rápida con daño mínimo por formación de cristales.



Parafina para histología

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
WAX.001	5 x 2 kg

Medio de inclusión para histología. Punto de fusión: 56-58 °C.

MEDIOS DE MONTAJE

Cover Mount

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
MM.100	100 ml
MM.500	8 x 500 ml



CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE

Medio de secado rápido a base de xileno, utilizado para el montaje y la posterior conservación de muestras en portaobjetos.

MicMount

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
MM10.100	100 ml
MM10.500	500 ml



Medio de montaje innovador diseñado para la conservación permanente de cortes de tejido y frotis celulares en muestras deshidratadas con HistoPure.

Aceite de inmersión para microscopio

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
OIL.30	30 ml



Aceite utilizado para aumentar el poder de resolución de un microscopio.

ACCESORIOS



Spray de congelación rápida no inflamable, utilizado para enfriar o congelar instantáneamente muestras destinadas a histología rutinaria o a cortes en criostato, sin dejar residuos durante el proceso de tinción.

Spray de congelación

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
FS150	200 ml

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Solución desinfectante para criostatos.

CryoClean

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
DICC.200	250 ml

CARGA PELIGROSA PARA TRANSPORTE



Esponjas de espuma de celda abierta diseñadas para permitir que los fluidos circulen de manera segura y completa alrededor del tejido, al tiempo que mantienen la muestra firmemente sujeta.

Esponjas biopsias

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN
BP001	Azul	1.000 uds



Almohadillas especiales estudiadas para absorber formalina durante los procedimientos de reducción.

Almohadillas absorbentes para formol

REFERENCIA	DIMENSION	PRESENTACIÓN
FP001	200 X 280 mm	25 uds

Portaobjetos para microscopio

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN
SP90W	Blanco	2.500 uds
SP90Y	Amarillo	2.500 uds
SP90B	Azul	2.500 uds
SP90G	Verde	2.500 uds
SP90P	Rosa	2.500 uds
SP90O	Naranja	2.500 uds



Portaobjetos de microscopio estándar de alta calidad, con bordes esmerilados.

Cubreobjetos


REFERENCIA	DIMENSION	PRESENTACIÓN
CG2450	24 x 50 mm	1.000 uds
CG2460	24 x 60 mm	1.000 uds



Cubreobjetos estándar de alta calidad.

Cubetas de tinción

REFERENCIA	MODELO	PRESENTACIÓN
VAHEL002	Hellendhal	4 uds
VASCH002	Schefferdecker	4 uds



Cubetas de tinción de plástico.

A-PAP Pen

REFERENCIA	MODELO	PRESENTACIÓN
PAP001M	Mini	1 unidad
PAP001R	Regular	1 unidad



Lápiz de barrera hidrofóbica listo para usar, diseñado para aplicaciones de inmunohistoquímica, disponible en dos tamaños.

ALMACENAMIENTO



ARCHIVADORES

Archivadores gran capacidad

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

ARC05	Sistema de archivo para 15.200 bloques
ARC10	Sistema de archivo para 30.400 bloques
ARC15	Sistema de archivo para 33.600 bloques
ARV05	Sistema de archivo para 95.000 portaobjetos
ARV10	Sistema de archivo para 190.000 portaobjetos
ARV15	Sistema de archivo para 210.000 portaobjetos
BX001	Contenedor para unos 500 portaobjetos u 80 bloques



Sistema de archivo fabricado en acero al carbono pintado de blanco, equipado con un compartimento de seguridad con cerradura.

Cada cajón puede albergar recipientes extraíbles especiales para facilitar el almacenamiento de portaobjetos y bloques.

CARACTERÍSTICAS:

Referencia	Dimensiones mm (l x w x h)	Total contenedores
ARC05	1150x850x700	190
ARC10	1150x850x1300	380
ARC15	1000x700x1880	420
ARV05	1000x700x700	140
ARV10	1000x700x1300	280
ARV15	1000x700x1880	420

Archivador de plástico

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CSB3000	Para bloques	1 unidad



Sistema modular de archivo convencional de plástico con 8 cajones para portaobjetos y bloques de parafina.

CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones: 240 x 300 x 400 mm (w x d x h)
Capacidad: 2250 bloques

Sistemas modulares de archivo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
ARV001	Para portaobjetos	1 unidad
ARC001	Para bloques	1 unidad
BA001	Base	1 unidad
CO001	Tapa	1 unidad
SP001	Muelle	1 unidad



Sistema de archivo modular convencional con 14 cajones para portaobjetos y bloques de parafina. Fabricado en acero protegido contra la corrosión. Están disponibles la tapa, la base y un resorte específico.


CARACTERÍSTICAS:

Dimensiones: Para portaobjetos - 490 x 490 x 140 mm (w x d x h)


Para bloques - 490 x 490 x 90 mm

Peso: 13 Kg vacío, 20 Kg with casetes y 40 Kg con portaobjetos

Capacidad: 5000 portaobjetos u 860 bloques



Cada cajón tiene aprox. 65 bloques



Cada cajón tiene aprox. 360 portaobjetos

CONTENEDORES PARA PORTAOBJETOS

Cajas de plástico para portaobjetos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
SP25	Para 25 portaobjetos	1 unidad
SP50	Para 50 portaobjetos	1 unidad
SP100	Para 100 portaobjetos	1 unidad



Cajas de plástico para portaobjetos, para facilitar el almacenamiento y la manipulación de portaobjetos estándar.

Bandejas de plástico para portaobjetos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
VP10	Para 10 portaobjetos	40 uds
VP20	Para 20 portaobjetos	20 uds
VP40	Para 40 portaobjetos	10 uds



Soportes de plástico para portaobjetos con separadores.

Contenedores de plástico para envío de portaobjetos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CPV001	Para 1 portaobjeto	500 uds
CPV002	Para 2 portaobjetos	500 uds
CPV003	Para 3 portaobjetos	100 uds



De plástico resistente a golpes.

